


E 167

Cesto de talheres  
para inserção de talheres.



- Indicado para cesto para pratos U 506
- 7 Compartimentos

Código EAN: 4002515250167 / Número de material: 09508730 /  
Número de material antigo: 67616701D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 8066	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento para talheres	•

E 167

Cesto de talheres  
para inserção de talheres.



Código EAN: 4002515250167 / Número de material: 09508730 /  
Número de material antigo: 67616701D

<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Branco
Número de compartimentos	7
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	106
Medida exterior, largura líquida em mm	440
Medida exterior, profundidade líquida em mm	50
Medida exterior, altura bruta em mm	100
Medida exterior, largura bruta em mm	150
Medida exterior, profundidade bruta em mm	750
Peso líquido em kg	2,24
Peso bruto em kg	3,21