

HBB 51

Tabuleiro de forno original Miele
com revestimento PerfectClean.

Código EAN: 4002515261224 / Número de material: 09519690 /
Número de material antigo: 22996244D



- Para cozinhar biscoitos, bolos, bolos de tabuleiro finos, etc.
- P/a uso com FlexiClips ou directamente nas calhas laterais
- Sem aderência — sem necessidade de papel vegetal ou gordura
- Limpeza especialmente fácil graças ao revestimento PerfectClean
- Para aparelhos da geração H 2000 com interior de 56 l
- Medidas: 41,5 cm x 34,95 cm x 2,2 cm