

LP 2800

Depósito de desmineralização, vazio  
para enchimento manual de resinas substituíveis.



- Fluxo máx.: 800 l/h
- Temp. máx. admissão de água 40°C – capacid. de pressão 0,5–10 bar
- Conteúdo em resina 19 litros

Código EAN: 4002515411728 / Número de material: 09782590 /  
Número de material antigo: 69431805D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•

LP 2800

Depósito de desmineralização, vazio  
para enchimento manual de resinas substituíveis.



Código EAN: 4002515411728 / Número de material: 09782590 /  
Número de material antigo: 69431805D

PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Reprocessamento da água	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	570
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	255
Medida exterior, largura bruta em mm	225
Medida exterior, profundidade bruta em mm	600
Diâmetro em mm	230
Peso líquido em kg	5,23
Peso bruto em kg	7,00