


A 100

Cesto superior

para colocação perfeita de módulos injectores ou complementos.



- Cesto superior duas ligações para módulos
- Para colocação de até 2 módulos de injectores ou complementos
- Fecho automático do acoplamento em caso de não utilização
- Altura de carga com módulo com apoios de plástico é de 190 mm
- Medidas de montagem: largura 489, comprimento 440 mm

Código EAN: 4002515460610 / Número de material: 09862320 /
Número de material antigo: 69610000D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Cesto com acoplamento do módulo	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	141
Medida exterior, largura líquida em mm	525
Medida exterior, profundidade líquida em mm	528
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	555
Medida exterior, profundidade bruta em mm	565
Peso líquido em kg	2,80
Peso bruto em kg	3,49