


A 101

Cesto superior

ajustável em altura, para colocação perfeita de complementos.



- Altura de montagem 160 +/- 30 mm, largura 475 mm, prof. 443 mm
- Com braço aspersor integrado

Código EAN: 4002515460627 / Número de material: 09862340 /
Número de material antigo: 69610100D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8063	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Cesto superior	•
Suportes de cestos	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Reprocessamento das válvulas de repiração	•
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	206
Medida exterior, largura líquida em mm	528
Medida exterior, profundidade líquida em mm	527
Medida exterior, altura bruta em mm	230
Medida exterior, largura bruta em mm	555
Medida exterior, profundidade bruta em mm	580
Peso líquido em kg	3,00
Peso bruto em kg	3,79