


A 102

Cesto superior

ajustável em altura, para colocação perfeita de complementos.



- Altura de montagem 205 +/- 30 mm, largura 475 mm, prof. 443 mm
- Com braço aspersor integrado

Código EAN: 4002515460634 / Número de material: 09862360 /  
Número de material antigo: 69610200D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Suportes de cestos	•
Cesto superior	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
<b>Capacidade</b>	
Cestos de rede DIN [número]	2
Cestos de rede SPRI [número]	1
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	206
Medida exterior, largura líquida em mm	528
Medida exterior, profundidade líquida em mm	527
Medida exterior, altura bruta em mm	230
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	565
Peso líquido em kg	3,02
Peso bruto em kg	3,78