


A 103

Cesto superior  
para colocação perfeita de complementos.



- Altura de carga: 95 mm, largura 505 mm, profundidade 472 mm
- Especialmente indicado p/ o reprocessamento de cestos de rede DIN
- Também adeq. p/ outras aplicações com material de altura reduzida
- Pode ser utilizado em combinação com o carro A 202
- Com braço aspersor integrado

Código EAN: 4002515460641 / Número de material: 09862370 /  
Número de material antigo: 69610300D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Suportes de cestos	•
Cesto superior	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Altura máxima de carga em mm	95
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
<b>Capacidade</b>	
Cestos de rede DIN [número]	2
Cestos de rede SPRI [número]	1
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	133
Medida exterior, largura líquida em mm	528
Medida exterior, profundidade líquida em mm	528
Medida exterior, altura bruta em mm	170
Medida exterior, largura bruta em mm	545
Medida exterior, profundidade bruta em mm	560
Peso líquido em kg	3,50
Peso bruto em kg	4,57