


A 104

Cesto superior

para colocação perfeita de instrumentos de CMI, artroscopia e urologia.



- Lado direito para colocar 11 instrumentos ocios
- Pontos de ligação adicionais Luer-Lock para instrumentos ocios
- Com braço de lavagem: cestos em rede ajustáveis no suporte inferior

Código EAN: 4002515460658 / Número de material: 09862380 /
Número de material antigo: 69610400D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Cesto para instrumentos CMI	•
Módulo injetor	•
Cesto superior	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Capacidade	
Cestos de rede DIN [número]	1
Instrumentos ocios [número]	11
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	332
Medida exterior, largura líquida em mm	528
Medida exterior, profundidade líquida em mm	526
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	4,00
Peso bruto em kg	6,50