

A 150

Cesto inferior

para colocação perfeita de módulos injectores ou complementos.



- Cesto inferior com duas ligações para módulos
- Para colocação de até 2 módulos de injectores ou complementos
- Fecho automático do acoplamento em caso de não utilização
- Medidas de montagem: largura 494, comprimento 440 mm

Código EAN: 4002515460672 / Número de material: 09862400 /  
Número de material antigo: 69615000D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Cesto com acoplamento do módulo	•
Cesto inferior	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de butirómetros	•
Reprocessamento de provetas graduadas	•
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	154
Medida exterior, largura líquida em mm	529
Medida exterior, profundidade líquida em mm	546
Medida exterior, altura bruta em mm	175
Medida exterior, largura bruta em mm	545
Medida exterior, profundidade bruta em mm	565
Peso líquido em kg	2,61
Peso bruto em kg	3,29