


A 201
Carro
para colocação perfeita de conjuntos de anestesia.



- 8 injectores com mola para tubos de respiração até 1,5 m comp.
- Colocação em forma de espiral
- 15 injectores para material de intubação

Código EAN: 4002515460702 / Número de material: 09862430 /
Número de material antigo: 69620100D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Carro para instrumentos de anestesia	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Capacidade	
Conjuntos AN [número]	3
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	434
Medida exterior, largura líquida em mm	531
Medida exterior, profundidade líquida em mm	546
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	9,00
Peso bruto em kg	10,50
Incluído na embalagem	
E 430/1 1/3 cestos de rede [número]	1
E 431 injetor para foles, Ø 8 x 193 mm [número]	1
E 432 suporte para tubos de ventilação de foles [número]	1
E 433 suporte para tubos de ventilação em silicone [número]	2
E 434 suporte para tubos de ventilação de crianças [número]	1
E 466 Injetor 8 x 333 mm, para ressuscitadores [número]	6
E 496 Injetor 4 x 120 mm [número]	15