

A 202

Carro

para colocação perfeita de 4 cestos de rede DIN.



- Adequado para 4 cestos de rede DIN a 2 níveis
- Mold. encaixe: removíveis p/ reproc. material lavagem mais alto
- 6 possibilidades de ligação adicionais através de lig. Luer-Lock.
- Com braço aspersor integrado
- As alturas de carga dos diferentes níveis são diferentes

Código EAN: 4002515460719 / Número de material: 09862440 /  
Número de material antigo: 69620200D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Carro para complementos	•
Carro para cestos de rede	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
<b>Capacidade</b>	
Cestos de rede DIN [número]	4
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	223
Medida exterior, largura líquida em mm	529
Medida exterior, profundidade líquida em mm	542
Medida exterior, altura bruta em mm	235
Medida exterior, largura bruta em mm	550
Medida exterior, profundidade bruta em mm	560
Peso líquido em kg	5,50
Peso bruto em kg	6,74