

A 204
Carro
para colocação perfeita de instrumentos Micro.



- Nível 1: adequado para colocação de complementos
- Nível 2 direita: 22 ligações para instrumentos ocus complexos
- Nível 2 esquerda: 11 adaptadores Luer-Lock, macho, tubo horiz.
- Com braço aspersor integrado
- Tubo filtro A 800 utilizável nas duas réguas de injectores

Código EAN: 4002515460733 / Número de material: 09862460 /
Número de material antigo: 69620400D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Carro para instrumentos de oftalmologia	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Possibilidade de inserção de um filtro central	•
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Capacidade	
Conjuntos cirúrgicos para instrumentos micro [número]	2-4
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	365
Medida exterior, largura líquida em mm	529
Medida exterior, profundidade líquida em mm	535
Medida exterior, altura bruta em mm	530
Medida exterior, largura bruta em mm	560
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	11,50
Peso bruto em kg	12,50
Incluído na embalagem	
E 476 Encaixe [número]	1
E 477 Batente [número]	1