


A 303
Módulo de injetores
para colocação perfeita de até 98 pipetas.



- Adequado para por ex. 98 pipetas graduadas e volumétricas
- Altura do braço de suporte: 150 mm
- Pode ser utilizada 1 peça de cada vez nos cestos #A 150 e APLW 106
- Altura de montagem sem cesto superior: 450 mm (com cesto inferior A 150)

Código EAN: 4002515460825 / Número de material: 09862560 /
Número de material antigo: 69630300D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Complemento/Módulo para pipetas	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Capacidade	
Pipetas [número]	98
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	185
Medida exterior, largura líquida em mm	222
Medida exterior, profundidade líquida em mm	471
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	2,50
Peso bruto em kg	3,50