


A 304

Módulo de injetores

para colocação perfeita de até 98 tubos.



- Adequado para por ex. 98 tubos centrif., Vials, tubos de ensaio
- As alturas de cargas são diferentes em função do posicionamento
- Pode ser utilizada 1 peça de cada vez nos cestos A 100, A 150 e APLW 106

Código EAN: 4002515460832 / Número de material: 09862570 /  
Número de material antigo: 69630400D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Complemento/Módulo para tubos de ensaio	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de tubos de ensaio	•
<b>Capacidade</b>	
Tubos [número]	98
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	130
Medida exterior, largura líquida em mm	222
Medida exterior, profundidade líquida em mm	471
Medida exterior, altura bruta em mm	270
Medida exterior, largura bruta em mm	525
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	2,30
Peso bruto em kg	3,30