

A 307

Complemento

para colocação perfeita de 20 sapatos de bloco operatório até ao tamanho 48.



- Adequado para 20 sapatos de BO
- Cada com suportes de 265 mm comprimento
- para utilização em cestos inferiores A 151
- É possível lavar sapatos de bloco operatório até ao tamanho 48

Código EAN: 4002515460856 / Número de material: 09862590 /
Número de material antigo: 69630700D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Complemento para socos de bloco OP	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Capacidade	
Socos de bloco OP [número]	20
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	279
Medida exterior, largura líquida em mm	390
Medida exterior, profundidade líquida em mm	360
Medida exterior, altura bruta em mm	300
Medida exterior, largura bruta em mm	395
Medida exterior, profundidade bruta em mm	480
Peso líquido em kg	1,46
Peso bruto em kg	1,99