

A 803
Encaixe
para colocação perfeita das peças de mão.



- Para cesto superior A 105/1 em ligação com tubo filtro A 800
- Para uma variedade de peças de mão & angulares, bem como turbinas

Código EAN: 4002515460993 / Número de material: 09863100 /
Número de material antigo: 69680300D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8591	•
Categoria do produto	
Encaixe	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Preto
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	32
Medida exterior, largura líquida em mm	32
Medida exterior, profundidade líquida em mm	40
Medida exterior, altura bruta em mm	80
Medida exterior, largura bruta em mm	95
Medida exterior, profundidade bruta em mm	110
Peso líquido em kg	0,05
Peso bruto em kg	0,09