

A 804

Escova de limpeza

para limpeza perfeita do tubo filtro A 800.



- Adequado para limpeza do tubo filtro A 800
- Escova com cerdas em espiral
- Cabo com ilhós
- Comprimento 500 mm, escova com 100 mm de comprimento

Código EAN: 4002515527238 / Número de material: 09960720 /
Número de material antigo: 68680400D

| Categorias de produto associadas | |
|---------------------------------------------|------|
| Máquinas de lavar e desinfetar térmicas | • |
| Máquinas de lavar e desinfetar, medicina | • |
| Equipamentos compatíveis | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| Categoria do produto | |
| Filtro | • |
| Outros acessórios | • |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 500 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 45 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 70 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 610 |
| Diâmetro em mm | 20 |
| Peso líquido em kg | 0,07 |
| Peso bruto em kg | 0,16 |