

A 804

Escova de limpeza

para limpeza perfeita do tubo filtro A 800.



- Adequado para limpeza do tubo filtro A 800
- Escova com cerdas em espiral
- Cabo com ilhós
- Comprimento 500 mm, escova com 100 mm de comprimento

Código EAN: 4002515527238 / Número de material: 09960720 /
Número de material antigo: 68680400D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Filtro	•
Outros acessórios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
Medida exterior, altura bruta em mm	45
Medida exterior, largura bruta em mm	70
Medida exterior, profundidade bruta em mm	610
Diâmetro em mm	20
Peso líquido em kg	0,07
Peso bruto em kg	0,16