

DOS K 85 NER

Módulo doseador para recipientes de 5 litros

para dosagem automática de detergentes líquidos com indicador de vazio.



- Controlo dosagem – alta segurança processo, conf. DIN EN ISO 15883
- Para dosagem de detergente líquido/neutralizante
- Para dosagem de desinfetantes químicos
- 352 mm mm lança de sucção
- Dosagem até 55 Milliliter ml/60 segundos

Código EAN: 4002515528129 / Número de material: 09961090 /

Número de material antigo: 69747050NER

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem	•
Caraterísticas do produto	
Taxa de transferência em ml/60 s	55
Comprimento da lança de sucção em mm	352
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	1
Neutro	N
AC/DC	AC
Tensão em V	200-230
Frequência em Hz	50
Potência total em kW	0,01
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	139
Medida exterior, largura líquida em mm	115
Medida exterior, profundidade líquida em mm	114
Medida exterior, altura bruta em mm	160
Medida exterior, largura bruta em mm	198
Medida exterior, profundidade bruta em mm	478
Peso líquido em kg	2,80
Peso bruto em kg	3,01