

FM
FlowMeter
para medição do fluxo e indicação para troca de resinas.



- Indicado para patrona de desmineralização parcial
- Indicação óptica e acústica para troca da patrona
- Visor de uma linha, possível ligação ao LED externo
- Inclui suporte de parede
- Inclui fonte de alimentação

Código EAN: 4002515537107 / Número de material: 10008910 /
Número de material antigo: 67809701D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

FM
FlowMeter
para medição do fluxo e indicação para troca de resinas.



Código EAN: 4002515537107 / Número de material: 10008910 /
Número de material antigo: 67809701D

Categoria do produto	
Reprocessamento da água	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Preto
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	110
Medida exterior, largura líquida em mm	125
Medida exterior, profundidade líquida em mm	52
Medida exterior, altura bruta em mm	155
Medida exterior, largura bruta em mm	310
Medida exterior, profundidade bruta em mm	350
Peso líquido em kg	1,85
Peso bruto em kg	2,49