

APS 101 Sego
Segosoft Miele Edition (licença adicional)
para ligação de um segundo aparelho ou outro aparelho.

Miele

Segosoft®
Miele Edition

Process documentation

Lizenz/License card

Software download: https://www.segosoft.info/get_miele_edition

- Aprovação de protocolos de processo consoante o utilizador em todos os aparelhos
- Proteção com assinatura digital avançada contra manipulação
- Produto orientado para o futuro relativamente a requisitos regulatórios
- Software de document. de processo único com um selo de qualidade
- O ServiceCard garante uma operação correcta dos disposit. médicos
- Aqui acede ao download da versão Segosoft atual: <http://www.miele.de/pro/sego>

Código EAN: 4002515570708 / Número de material: 10019160 /
Número de material antigo: 68813002D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Esterilizadores de bancada	•
Esterilizadores grandes	•
Equipamentos compatíveis	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
IR 6002	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Categoria do produto	
Documentação do processo/dos dados operacionais/comunicação	•
Caraterísticas do produto	
Sistemas operativos suportados	Windows
Diagonal do ecrã mínima necessária do dispositivo em polegadas	17,00
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de pipetas/tubos	•
Reprocessamento de vidraria de laboratório	•
Reprocessamento de lâminas	•

APS 101 Sego
Segosoft Miele Edition (licença adicional)
para ligação de um segundo aparelho ou outro aparelho.

Miele

Segosoft®
Miele Edition

Process documentation

Lizenz/License card

Software download: https://www.segosoft.info/get_miele_edition

Código EAN: 4002515570708 / Número de material: 10019160 /
Número de material antigo: 68813002D

Reprocessamento de butirômetros	•
Reprocessamento de frascos de farmácia/infusão	•
Reprocessamento de instrumentos de anestesia	•
Reprocessamento de instrumentos CMI	•
Reprocessamento de instrumentos de oftalmologia	•
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Reprocessamento de instrumentos GIN	•
Reprocessamento de instrumentos de ORL	•
Reprocessamento de instrumentos dentários	•
Reprocessamento de socos de bloco OP	•
Reprocessamento de alguidares	•
Reprocessamento de reniformes	•
Reprocessamento de biberões	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
Reprocessamento de contentores	•
Desinfecção de colchões	•
Reprocessamento de instrumentos ocus	•
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos ortopédicos	•
Reprocessamento de hastas intramedulares/brocas intramedulares	•
Reprocessamento de tabuleiros/bandejas	•
Reprocessamento de cestos de rede	•
Reprocessamento de provetas graduadas	•
Reprocessamento de recipientes, p. ex., depósitos de cal sodada	•
Reprocessamento de diversos utensílios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	1
Medida exterior, largura líquida em mm	86
Medida exterior, profundidade líquida em mm	55
Medida exterior, altura bruta em mm	60
Medida exterior, largura bruta em mm	95
Medida exterior, profundidade bruta em mm	110
Peso líquido em kg	0,00
Peso bruto em kg	0,00
Normas, cert. e marc.	
CE	•