

TE  
Resinas substituíveis  
para regeneração de patronas de desmineralização parcial

Código EAN: 4002515551530 / Número de material: 10020250 /  
Número de material antigo: 67809510D



- 1 saco com 25 litros
- P/cartucho vazio LP 2800 & dep. de desmin. total TE 2000/2800

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•

TE

Resinas substituíveis

para regeneração de patronas de desmineralização parcial

Código EAN: 4002515551530 / Número de material: 10020250 /  
Número de material antigo: 67809510D

PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

<b>Categoria do produto</b>	
-----------------------------	--

Reprocessamento da água	•
-------------------------	---

<b>Caraterísticas do produto</b>	
----------------------------------	--

Volumes em l	25
--------------	----

<b>Dimensões e peso</b>	
-------------------------	--

Peso líquido em kg	18,20
--------------------	-------

Peso bruto em kg	19,30
------------------	-------

