

TE
Resinas substituíveis
para regeneração de patronas de desmineralização parcial

Código EAN: 4002515551530 / Número de material: 10020250 /
Número de material antigo: 67809510D



- 1 saco com 25 litros
- P/cartucho vazio LP 2800 & dep. de desmin. total TE 2000/2800

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•

TE

Resinas substituíveis

para regeneração de patronas de desmineralização parcial

Código EAN: 4002515551530 / Número de material: 10020250 /
Número de material antigo: 67809510D

PTD 703

•

PTD 704

•

Categoria do produto

Reprocessamento da água

•

Caraterísticas do produto

Volumes em l

25

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm

0

Medida exterior, largura líquida em mm

0

Medida exterior, profundidade líquida em mm

0

Medida exterior, altura bruta em mm

140

Medida exterior, largura bruta em mm

530

Medida exterior, profundidade bruta em mm

580

Peso líquido em kg

18,20

Peso bruto em kg

19,29

