

SPP 0000

PROtect Complete

seg. protocolo de manutenção esp. incl. peças de substituição e reparações.



Código EAN: 4002515551868 / Número de material: 10077490 /

Número de material antigo:

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar roupa	•
Secadores	•
Calandras	•
Sistemas de engomar a vapor	•
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Sistemas de lavagem de contentores e carrinhos	•
Esterilizadores de bancada	•
Esterilizadores grandes	•
Máquinas de lavar e desinfetar arrastadeiras	•
<b>Conteúdos contratuais</b>	
Determinação do estado técnico do equipamento	•
Realização dos trabalhos de manutenção anuais de acordo com a lista de verificação	•
Controlo de segurança de componentes elétricos e mecânicos	•
Realização de medições relevantes para a segurança	•
Conservação da documentação necessária	•
Substituição de determinadas peças de desgaste	•
Peças de substituição para reparações	•
Arranque para serviço selecionado	•
Tempo de trabalho para serviço selecionado	•
Arranque para reparações	•
Tempo de trabalho para reparações	•
Documentação detalhada	•
Teste de segurança elétrica	•
Intervalo	Anualmente