

PG 8595

Aqua Purificador

para colocação de dois sacos de resinas, para desmineralização total ou parcial.



- Adequado para VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Indicado para VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Possível colocação de ConductivityMeter/FlowMeter
- Possível inserção de ConductivityMeter/FlowMeter
- Dimensões externas: H 835 (820 s. tampa), B 300, T 600 mm
- Dimensões exteriores: A 835 (820 o. tampa), L 300, P 600 mm

Código EAN: 4002515558096 / Número de material: 10087310 /  
Número de material antigo: 69859501D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•

PG 8595

Aqua Purificador

para colocação de dois sacos de resinas, para desmineralização total ou parcial.



Código EAN: 4002515558096 / Número de material: 10087310 /  
Número de material antigo: 69859501D

PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoria do produto</b>	
Reprocessamento da água	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Tabul.galvanizado,branco lótus
Cor	Branco lótus
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	835
Medida exterior, largura líquida em mm	300
Medida exterior, profundidade líquida em mm	600
Medida exterior, altura bruta em mm	900
Medida exterior, largura bruta em mm	400
Medida exterior, profundidade bruta em mm	740
Peso líquido em kg	26,50
Peso bruto em kg	30,00