

PG 8595

Aqua Purificator

para colocação de dois sacos de resinas, para desmineralização total ou parcial.



- Adequado para VE/TE P 2800/1 e VE P 2000/1
- Possível colocação de ConductivityMeter/FlowMeter
- Dimensões externas: H 835 (820 s. tampa), B 300, T 600 mm

Código EAN: 4002515558102 / Número de material: 10087320 /

Número de material antigo: 69859502D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar e desinfetar para laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•

PG 8595

Aqua Purificador

para colocação de dois sacos de resinas, para desmineralização total ou parcial.



Código EAN: 4002515558102 / Número de material: 10087320 /

Número de material antigo: 69859502D

PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
PLW 8505	•
Categoria do produto	
Reprocessamento da água	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	835
Medida exterior, largura líquida em mm	300
Medida exterior, profundidade líquida em mm	600
Medida exterior, altura bruta em mm	900
Medida exterior, largura bruta em mm	400
Medida exterior, profundidade bruta em mm	740
Peso líquido em kg	26,50
Peso bruto em kg	30,00