

PG 8596

Armários DOS

Para colocação de produtos químicos e módulos de dosagem



- 2 gavetas extraíveis para colocação de recipientes 3 x 5 l cada
- Dimensões internas: A 285-690 , L 250, P 425-555 mm
- Por nível, 2 opções de encaixe por módulo de dosagem
- Tabuleiro permite um melhor esvaziamento de recipientes

Código EAN: 4002515558317 / Número de material: 10087330 /

Número de material antigo: 69859601D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Sistema de dosagem	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Branco lótus
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	835
Medida exterior, largura líquida em mm	300
Medida exterior, profundidade líquida em mm	600
Medida exterior, altura bruta em mm	900
Medida exterior, largura bruta em mm	400
Medida exterior, profundidade bruta em mm	740
Peso líquido em kg	26,50
Peso bruto em kg	30,00