

PG 8596

Armários DOS

Para colocação de produtos químicos e módulos de dosagem



- 2 gavetas extraíveis para colocação de recipientes 3 x 5 l cada
- Dimensões internas: A 285-690 , L 250, P 425-555 mm
- Por nível, 2 opções de encaixe por módulo de dosagem
- Tabuleiro permite um melhor esvaziamento de recipientes

Código EAN: 4002515558317 / Número de material: 10087330 /

Número de material antigo: 69859601D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem	•
Caraterísticas do produto	
Cor	Branco lótus
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	835
Medida exterior, largura líquida em mm	300
Medida exterior, profundidade líquida em mm	600
Medida exterior, altura bruta em mm	900
Medida exterior, largura bruta em mm	400
Medida exterior, profundidade bruta em mm	740
Peso líquido em kg	26,50
Peso bruto em kg	30,00