

UG 30-60/60-85

Sapata fechada

para aumento da máquina, 60 cm profundidade, 60 cm largura.



- Adequado para todos os aparelhos c/ largura e profundidade 60 cm

Código EAN: 4002515558331 / Número de material: 10087350 /

Número de material antigo: 69306001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Sapata/base para encastrar	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	317
Medida exterior, largura líquida em mm	600
Medida exterior, profundidade líquida em mm	600
Medida exterior, altura bruta em mm	310
Medida exterior, largura bruta em mm	610
Medida exterior, profundidade bruta em mm	610
Peso líquido em kg	9,70
Peso bruto em kg	11,10