


UG 30-90/60-85

Sapata fechada

para elevação da máquina, incluindo armário lateral, 60 cm de profundidade, 90 cm largura.



- Aplicável no Aqua Purificador PG 8595 e armário DOS PG 8596

Código EAN: 4002515558348 / Número de material: 10087360 /

Número de material antigo: 69309001D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Sapata/base para encastrar	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	300
Medida exterior, largura líquida em mm	897
Medida exterior, profundidade líquida em mm	542
Medida exterior, altura bruta em mm	330
Medida exterior, largura bruta em mm	915
Medida exterior, profundidade bruta em mm	563
Peso líquido em kg	13,40
Peso bruto em kg	15,00