

DE-CS6-85

Tampo da máquina

p/ cobertura superior da máquina incl. armário lateral, 60 cm prof., 90 cm larg.



- Aplicável no Aqua Purificador PG 8595 e armário DOS PG 8596
- em combinação com máquinas de 60 cm (p. ex., PG 8581 ou PG 8591)

Código EAN: 4002515604380 / Número de material: 10101450 /
Número de material antigo: 69216010D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, laboratório	•
Máquinas de lavar e desinfetar térmicas	•
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Categoria do produto	
Tampa	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	15
Medida exterior, largura líquida em mm	900
Medida exterior, profundidade líquida em mm	600
Medida exterior, altura bruta em mm	80
Medida exterior, largura bruta em mm	990
Medida exterior, profundidade bruta em mm	790
Peso líquido em kg	6,70
Peso bruto em kg	9,00