

A 602

Módulo de injetores

para reprocessamento ótimo de instrumentos da cirurgia robótica.



- Ideal para 8 instrumentos de última geração (Xi)

Código EAN: 4002515585030 / Número de material: 10131930 /

Número de material antigo: 69660201D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Módulo/Encaixe para instrumentos robóticos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Capacidade	
Instrumento robótico [número]	8
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0
Frequência em Hz	0
Potência total em kW	0,00
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	303
Medida exterior, largura líquida em mm	555
Medida exterior, profundidade líquida em mm	318
Medida exterior, altura bruta em mm	540
Medida exterior, largura bruta em mm	530
Medida exterior, profundidade bruta em mm	500
Peso líquido em kg	6,30
Peso bruto em kg	7,80