

A 806

Encaixe

a reprocessamento ótimo de instrumentos da cirurgia robótica.



- Para instrumentos especiais com ligação de lavagem lateral

Código EAN: 4002515585054 / Número de material: 10131960 /  
Número de material antigo: 69680601D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Categoria do produto</b>	
Módulo/Encaixe para instrumentos robóticos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
<b>Capacidade</b>	
Instrumento robótico [número]	1
<b>Ligação elétrica padrão</b>	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	77
Medida exterior, largura líquida em mm	41
Medida exterior, profundidade líquida em mm	165
Medida exterior, altura bruta em mm	25
Medida exterior, largura bruta em mm	245
Medida exterior, profundidade bruta em mm	485
Peso líquido em kg	0,37
Peso bruto em kg	0,49