

A 807

Encaixe

a reprocessamento ótimo de instrumentos da cirurgia robótica.



- Para instr. espec., pinças de dissecação, de séries antigas, S/Si

Código EAN: 4002515585078 / Número de material: 10131980 /
Número de material antigo: 69680701D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria do produto	
Módulo/Encaixe para instrumentos robóticos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável
Cor	Aço inoxidável
Âmbito de aplicação	
Reprocessamento de instrumentos robóticos	•
Capacidade	
Instrumento robótico [número]	1
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	0
Tensão em V	0-0
Frequência em Hz	0-0
Potência total em kW	0,00-0,00
Fusível em A	0-0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	77
Medida exterior, largura líquida em mm	41
Medida exterior, profundidade líquida em mm	165
Medida exterior, altura bruta em mm	25
Medida exterior, largura bruta em mm	245
Medida exterior, profundidade bruta em mm	485
Peso líquido em kg	0,37
Peso bruto em kg	0,49