

GP CL H 0502 L

Produto para limpeza de fornos «OvenClean» (500 ml)
para os melhores resultados de limpeza e uma aplicação segura.

Código EAN: 4002515602546 / Número de material: 10162640 /
Número de material antigo: 22996290EU3



- Poder de dissolução de gordura ultra poderoso sem formar odores desagradáveis
- Limpeza fácil graças à consistência gelatinosa
- Também indicado para PerfectClean
- Tempo de atuação mínimo de 10 minutos e de 1 hora no máximo sem aquecimento
- A melhor manutenção para muitos anos de confiança