

DGGL 50-40

Recipiente para cozinhar a vapor perfurado  
para forno a vapor DG 7000 e forno a vapor com micro-ondas DGM 6000/7000.

Código EAN: 4002515603970 / Número de material: 10168190 /  
Número de material antigo: 23996119EU1



- Para cozinhar legumes, peixe, carne e batatas sem caldo
- Perfeito para descongelar alimentos congelados
- Capacidade: 2,2 l, Volume útil: 1,6 l
- Medidas externas L x P x A: 375 x 197 x 40 mm
- Não adequado para modo de funcionamento de micro-ondas!