

DOS G 80/72

Bomba doseadora para reservatórios de 20 - 30 l

com indicador de vazio para dosagem automática de detergentes líquidos.



- Indicado para todas as máquinas de lavar louça da série PG 8172
- Tubo de aspiração de 448 mm para recipientes de 20 – 30 l
- Dosagem até 55 Milliliter ml por minuto
- Ajustável através do comando e da máquina de lavar louça

Código EAN: 4002515648698 / Número de material: 10210160 /
Número de material antigo: 67747022D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Categoria do produto	
Sistema de dosagem externo	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Cinzentos
Taxa de transferência em ml/60 s	55
Comprimento da lança de sucção em mm	448
Ligação elétrica padrão	
Número de fases	1
Neutro	N
AC/DC	AC
Tensão em V	200-230
Frequência em Hz	50
Potência total em kW	0,01
Fusível em A	0
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	160
Medida exterior, largura bruta em mm	198
Medida exterior, profundidade bruta em mm	478
Peso líquido em kg	1,91
Peso bruto em kg	2,13