

T 1200-1 UL

Mesa universal

sem pia para montagem no lado esquerdo da máquina de lavar louça.



- Mesa universal com prateleiras removíveis
- Limpeza fácil e higiénica
- Dimensões mesa: altura 85 +/- 2, largura 120, profundidade 70 cm*

* A mesa possui um acabamento traseiro de 20 cm.

Código EAN: 4002515641293 / Número de material: 10249380 /
Número de material antigo: 67120004D

| | |
|--|----------------|
| Categorias de produto associadas | |
| Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante | • |
| Equipamentos compatíveis | |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| Categoria do produto | |
| Mesa/Acessórios para mesas | • |
| Caraterísticas do produto | |
| Material | Aço inoxidável |
| Cor | Aço inoxidável |
| Dimensões e peso | |
| Medida exterior, altura líquida em mm | 870 |
| Medida exterior, largura líquida em mm | 1200 |
| Medida exterior, profundidade líquida em mm | 700 |
| Medida exterior, altura bruta em mm | 270 |
| Medida exterior, largura bruta em mm | 1250 |
| Medida exterior, profundidade bruta em mm | 760 |
| Peso líquido em kg | 24,00 |
| Peso bruto em kg | 25,00 |