

Set GF-1 100 mm
Pés do equipamento
para adaptação a uma altura de operação ideal.



- Indicado para todas as máquinas de lavar louça do tipo PG 8172
- Composto por 4 pés
- Para aumento de 10 cm

Código EAN: 4002515641866 / Número de material: 10249450 /
Número de material antigo: 67820030D

Categorias de produto associadas

Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante •

Equipamentos compatíveis

PG 8172 •

PG 8172 Eco •

PTD 901 •

Categoria do produto

Outros acessórios •

Dimensões e peso

Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	90
Medida exterior, largura bruta em mm	150
Medida exterior, profundidade bruta em mm	280
Peso líquido em kg	2,40
Peso bruto em kg	2,70