

Set GF-1 50 mm
Pés do equipamento
para adaptação a uma altura de operação ideal.



- Indicado para todas as máquinas de lavar louça do tipo PG 8172
- Composto por 4 pés
- Para aumento de 5 cm

Código EAN: 4002515641873 / Número de material: 10249460 /
Número de material antigo: 67820031D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Categoria do produto	
Outros acessórios	•
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	50
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	85
Medida exterior, largura bruta em mm	150
Medida exterior, profundidade bruta em mm	280
Peso líquido em kg	0,70
Peso bruto em kg	0,80