

DKF 26-R

Filtro contra odores Longlife AirClean regenerável
para exaustor Miele DA 7006 D.

Código EAN: 4002515652541 / Número de material: 10271480 /
Número de material antigo: 28996365EU1



- Carvão ativado: neutralização eficaz de odores desagradáveis
- Regeneração semestral de forma totalmente simples do forno
- Vida útil de 3 anos
- Mais económico do que um filtro de utilização única se forem cumpridos os intervalos de substituição
- Conteúdo: 2 filtros, medidas: 48,0 cm x 28,5 cm x 1,0 cm