

A 810

Rede de cobertura

para fixação perfeita de material de lavagem sensível.



- Moldura aço inox c/ rede em material sintético, tam. 445 x 215 mm
- Especialmente resistente e durável

Código EAN: 4002515676783 / Número de material: 10283650 /  
Número de material antigo: 69501700D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Cobertura	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Branco
<b>Âmbito de aplicação</b>	
Reprocessamento de instrumentos cirúrgicos	•
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	20
Medida exterior, largura bruta em mm	235
Medida exterior, profundidade bruta em mm	470
Peso líquido em kg	0,44
Peso bruto em kg	0,57