

A 810/1

Rede de cobertura

para fixação perfeita de material de lavagem sensível.



- Moldura aço inox c/ rede em material sintético, tam. 206 x 215 mm
- Especialmente resistente e durável

Código EAN: 4002515671764 / Número de material: 10283670 /
Número de material antigo: 69501800D

Gama de produtos	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Categoria do produto	
Cobertura	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Branco
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	20
Medida exterior, largura bruta em mm	235
Medida exterior, profundidade bruta em mm	232
Peso líquido em kg	0,28
Peso bruto em kg	0,35