

A 810/1

Rede de cobertura

para fixação perfeita de material de lavagem sensível.



- Moldura aço inox c/ rede em material sintético, tam. 206 x 215 mm
- Especialmente resistente e durável

Código EAN: 4002515671764 / Número de material: 10283670 /

Número de material antigo: 69501800D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
Equipamentos compatíveis	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Categoria do produto	
Cobertura	•
Caraterísticas do produto	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Branco
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura bruta em mm	20
Medida exterior, largura bruta em mm	235
Medida exterior, profundidade bruta em mm	232
Peso líquido em kg	0,28
Peso bruto em kg	0,35