


A 811  
Rede de substituição  
para troca da rede do A 810



- Substituição da rede muito fácil
- Especialmente resistente e durável

Código EAN: 4002515676790 / Número de material: 10283680 /  
Número de material antigo: 69501900D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Categoria do produto</b>	
Cobertura	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Branco
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura bruta em mm	20
Medida exterior, largura bruta em mm	235
Medida exterior, profundidade bruta em mm	475
Peso líquido em kg	0,09
Peso bruto em kg	0,15