

A 811/1  
Rede de substituição  
para troca da rede do A 810/1



- Substituição da rede muito fácil
- Especialmente resistente e durável

Código EAN: 4002515676493 / Número de material: 10283690 /  
Número de material antigo: 69502000D

<b>Gama de produtos</b>	
Máquinas de lavar e desinfetar, medicina	•
Máquinas de lavar e desinfetar de grande capacidade, medicina	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Categoria do produto</b>	
Cobertura	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Aço inoxidável, Plástico
Cor	Aço inoxidável, Branco
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	0
Medida exterior, largura líquida em mm	0
Medida exterior, profundidade líquida em mm	0
Medida exterior, altura bruta em mm	20
Medida exterior, largura bruta em mm	230
Medida exterior, profundidade bruta em mm	230
Peso líquido em kg	0,02
Peso bruto em kg	0,07