

HUB 5001-M

Assadeira Gourmet de indução  
para assar, estufar e gratinar.

Código EAN: 4002515689271 / Número de material: 10314270 /  
Número de material antigo: 22996294EU1



- Enchimento máx. de aprox. 5 kg  
— medidas externas: LxPxA 44,8 x  
26,8 x 8,6 cm
- Para aplicação em fornos e sobre  
todas as placas excepto gás
- De alumínio fundido, moldado à  
mão
- Limpeza fácil graças ao valioso  
revestimento antiaderente
- Sem tampa de aço inoxidável HBD  
60-22