

HUB 5001-XL

Assadeira Gourmet de indução
para assar, estufar e gratinar.

Código EAN: 4002515689301 / Número de material: 10314310 /
Número de material antigo: 22996297EU1



- Enchimento máx. de aprox. 8 kg
— medidas externas LxPxA 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
- De alumínio fundido, moldado à mão
- Limpeza fácil graças ao valioso revestimento antiaderente
- Sem tampa de aço inoxidável HBD 60-35
- Para uso no forno