

U 634-S

Cesto

com inclinadores, para limpeza melhorada e secagem de 16 copos.



- 16 Divisórias, dimensão das divisórias 113 mm x 113 mm mm
- Equipado com uma estrutura superior reduzida
- Alt. 104/173/233, larg. 500 (incl. flancos GN 530), prof. 500 mm
- Inclui conjunto de extensores composto por extensor curto e longo

Código EAN: 4002515673560 / Número de material: 10322510 /
Número de material antigo: 67663401D

Categorias de produto associadas	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
Equipamentos compatíveis	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 634-S

Cesto

com inclinadores, para limpeza melhorada e secagem de 16 copos.



Código EAN: 4002515673560 / Número de material: 10322510 /
Número de material antigo: 67663401D

Categoria do produto	
Cesto para copos	•
Caraterísticas do produto	
Material	Plástico
Cor	Azul, Amarelo
Número de compartimentos	16
Largura do compartimento em mm	113
Comprimento do compartimento em mm	113
Capacidade	
Copos entre 110–140 mm de altura [número]	16
Copos entre 175–200 mm de altura [número]	16
Dimensões e peso	
Medida exterior, altura líquida em mm	233
Medida exterior, largura líquida em mm	500
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
Medida exterior, altura bruta em mm	135
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	3,00
Peso bruto em kg	4,00