


U 645-S

Cesto

com pratos inclinados, para limpeza melhorada e secagem de 20 copos.



- 20 Divisórias, dimensão das divisórias 113 mm x 90 mm mm
- Equipado com uma estrutura superior elevada
- Alt. 104/206/266, larg. 500 (incl. flancos GN 530), prof. 500 mm
- Inclui conjunto de extensores composto por extensor curto e longo

Código EAN: 4002515673577 / Número de material: 10322520 /  
Número de material antigo: 67664501D

<b>Categorias de produto associadas</b>	
Máquinas de lavar louça de água renovada	•
Máquinas de lavar louça de tanque	•
Máquinas de lavar louça de tanque com carga deslizante	•
<b>Equipamentos compatíveis</b>	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•

U 645-S

Cesto

com pratos inclinados, para limpeza melhorada e secagem de 20 copos.



Código EAN: 4002515673577 / Número de material: 10322520 /  
Número de material antigo: 67664501D

<b>Categoria do produto</b>	
Cesto para copos	•
<b>Caraterísticas do produto</b>	
Material	Plástico
Cor	Azul, Amarelo
Número de compartimentos	20
Largura do compartimento em mm	113
Comprimento do compartimento em mm	90
<b>Capacidade</b>	
Copos entre 140–175 mm de altura [número]	20
Copos entre 200–230 mm de altura [número]	20
<b>Dimensões e peso</b>	
Medida exterior, altura líquida em mm	266
Medida exterior, largura líquida em mm	500
Medida exterior, profundidade líquida em mm	500
Medida exterior, altura bruta em mm	135
Medida exterior, largura bruta em mm	540
Medida exterior, profundidade bruta em mm	540
Peso líquido em kg	3,00
Peso bruto em kg	4,00